

Produktname	BOX FÜR INSTRUMENTE
Code	G11
Bestandteil	Kunststoff
THERMISCHE CHARAKTERISTIK	NICHT AUTOKLAVIERBAR SCHMELZPUNKT 90°C
Physikalische Eigenschaften	Inhalt CA. 1,2 LT. Flüssigkeit Maß: L 26 cm B 11 cm H 8 cm
Chemische Eigenschaften	ES IST BESTÄNDIG GEGEN ALLE CHEMISCHEN DESINFEKTIONSLÖSUNGEN
Vorsichtsmaßnahmen	Achtung mit hoch alkoholischen Lösungen Deckel bitte an beiden Seiten gleichzeitig öffnen !!!!!